



4109

## Rodillera de neopreno para ligamentos cruzados



### + Características


- Confeccionada en neopreno de celdillas cerradas para una adecuada conservación del calor corporal.
- Incluye material elástico y transpirable en la zona poplítea para una mejor comodidad.
- Con estabilizadores laterales en espiral y rodete rotuliano.
- Sistema de control independiente de movimiento anterior y posterior de la tibia en función del ligamento cruzado lesionado.

### + Indicaciones

- Lesión de ligamento cruzado anterior (LCA).
- Lesión de ligamento cruzado posterior (LCP).
- Tratamiento postoperatorio y postraumático.

### + Efectos

- Termocompresión y soporte.



Lesión (LCA).

Lesión (LCP).



34 cm

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| tallas / | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
| cm /     | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 44-49 |

