



Ref.: **OP1174D** DCHA      **OP1174I** IZDA



### CINCHA DESROTADORA TIBIOFEMORAL

**Características:**

La cincha desrotadora tibiofemoral está compuesta por unas cintas elásticas unidireccionales que incorporan perlas de silicona en la cara interior que facilitan la adherencia a la zona anatómica deseada, que realizan una tracción en forma de espiral desde la parte medial del pie hasta la cintura, rotando la tibia, el fémur y la cadera en el sentido que se desea corregir, con el fin de aportar más estabilidad articular y una mayor propiocepción del esquema corporal, obteniendo así una correcta alineación de los miembros inferiores.

**Indicaciones:**

- Patologías que provoquen disfunciones en la alineación de los miembros inferiores como consecuencia de sintomatología de origen neurológico, consiguiendo un patrón de marcha y bipedestación más funcionales y mayor autonomía para las actividades de la vida diaria, mejorando el equilibrio la marcha y la postura.
- Alteraciones de la marcha que requieran un posicionamiento en abducción y/o rotación externa de los miembros inferiores en pacientes con parálisis cerebral Infantil, espina bífida, enfermedades durante el desarrollo embrionario.
- Otras enfermedades denominadas raras.
- Pacientes con musculatura hipotónica.
- Por su diseño, las cinchas elásticas para las referencias OP1173 y OP1174D/I están confeccionadas para tratar la rotación interna del miembro seleccionado (derecha o izquierda según sea el caso). Si se desea aplicar un tratamiento de rotación externa de los miembros, bastará con seleccionar el lado contrario al miembro a tratar.

**Color:**

- Gris.

TALLAS OP1174D / OP1174I	CINCHA LARGO CM	EQUIVALENCIA OP1172
1	120	0-1
2	142	2
3	164,5	3
4	187	4